

G. Atela de imobilizare BOSTON este rezistentă chiar dacă este foarte ușoară. Sunt ușor de fixat pe un braț sau un picior rănit. Desenele imprimate pe atele arată cum să le folosești. Sunt translucide la raze X, lavabile și pot fi dezinfectate și acoperite cu un material netoxic. Atela de imobilizare BOSTON poate fi reutilizată, dar trebuie curățată și păstrată conform instrucțiunilor. Pentru mai multă siguranță, este indicat ca atela de imobilizare BOSTON să fie reutilizată dacă intră în contact cu lichidul corporal sau sângele. A se păstra într-un loc curat și uscat, ferit de căldura și razele solare. Trebuie protejat într-o pungă sau cutie dacă va fi reutilizat. Spălați cu apă și săpun sau cu soluție de curățare bacteriană. Se usucă foarte bine. Fabricat în China.

Subsemnatul Oprea Lucian Gabriel traducator autorizat pentru limba Engleza in temeiul autorizatiei nr.1804 din data de 25.07.2018, certific exactitatea traducerii efectuata din limba Engleza in limba Romana, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca prin traducere, inscrisul nu i-a fost denaturat continutul si sensul.

OPREA LUCIAN
TRADUCĂTOR
AUTORIZAT

SERIA E
NR 1804

CartonMed
echipamente medicale și consumabile