



PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

PUNG PEDIATRIC DE URIN , DE UNIC FOLOSINȚ

DENUMIREA PRODUSULUI:

Pung pediatric de urin , de unic folosinț .

UTILIZAREA PRODUSULUI:

Depozitarea urinei.

METODA DE UTILIZARE:

Exfoliați ambalajul din celofan, îndepărtați autocolantul galben, și lipiți punga de urin pe uretra extern .

După drenare, îndepărtați punga de urin și aruncați-o.

SIMBOLURI

	Cod produs
	Atenție: citiți instrucțiunile (avertismentele) cu grijă
	Produs de unic folosinț ; nu reutilizați
	Nu folosiți dac ambalajul este deteriorat
	Producător
	Dispozitiv medical conform cu Directiva 93/42/EEC
	Data fabricației
	Data expirării
	Număr lot
	Sterilizat cu oxid de etilen
	Reprezentant autorizat în Comunitatea europeană

Produs de unic folosinț . Nu reesterilizați.

Nu folosiți produsul dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.

După utilizare, produsul poate fi eliminat, ca deșeu, conform specificațiilor spitalului privitoare la deșeurile clinice contaminate.

ELIMINAREA, CA DE EU

Urmați ordonanțele în vigoare la nivel local și instrucțiunile de reciclare privitoare la eliminarea sau reciclarea dispozitivului și a componentelor sale.

TERMEN DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția Gima standard B2B de 12 luni.

REF 28685




Jiangsu Suyun Medical Materials co., Ltd.

No. 1 Medicine Lane, Renmin Road,

222002 Lianyungang, P.R.C.

Made in China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

M28685-IT-GB-Rev.1.02.21

STERILE EO

CE 0123



Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberat de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat
MARCU ALINA-BIANCA
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011
Limbile Engleză - Italiană