


Calculator BMI – Body Mass Index (Indice Mas Corporal)

Manual de utilizare metru cu calculator BMI

- 1) Rotiți cadranul pentru a alinia în lățimea cu greutatea și citiți fereastra BMI.
- 2) Indicațiile colorate ale benzii:
ALB: Pacientul ar putea fi subponderal. VERDE: greutate în formă ideală.
PORTOCALIU: risc mediu pentru sănătate. ROȘU: risc ridicat pentru sănătate.

BMI = kg/(m)² Kg = kilogram M = metru
Buton eliberare band



www.gimaitaly.com

GIMA

REF 27342 LOT 000011

Importat de:

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 Gessate - (MI) - Italy
www.gimaitaly.com
Made in China



Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine italiană și engleză, în temeiul autorizației nr. 31329, din data de 08.04.2011, eliberat de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba italiană în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, conținutul și sensul, fără omisiuni și, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat
MARCU ALINA-BIANCA
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011
Limbile Engleză - Italiană